


Wb、Ihc-P、Elisa用抗炭酸脱水酵素2（Ca2）ウサギモノクローナル抗体 - P00918

商品番号: CM0012142



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用炭酸脱水酵素2（CA2）ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。CA2（P00918）のアミノ酸161～260内の合成ペプチドを標的とします。pH調節および骨吸収研究に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	炭酸脱水酵素2（CA2）ウサギmAb
備考／別名	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; 炭酸脱水酵素2（CA2）
種	ヒト
GeneID	760
免疫原	ヒト炭酸脱水酵素2（CA2）（P00918）のアミノ酸161～260内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00918
タンパク質分子量	29 kDa
配送	保冷バッグ