


Anti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16790

商品番号: CM0004582



前書き

WB、IHC-P、ELISA用として検証されたAnti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit Monoclonal

Antibody。ヒトCA9（腫瘍関連抗原）に特異的。がん研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit mAb
備考/別名	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	768
GeneID	768
免疫原	合成ペプチド - ヒト Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) (Q16790)のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16790
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ