

Anti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16790

商品番号: CM0019438



前書き

ヒトCarbonic Anhydrase 9

(CA9/G250)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットを認識します。組換え免疫原を使用して、腫瘍pH調節に関与する50kDaタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Rabbit pAb
備考/別名	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
種	ヒト
遺伝子ID	768
免疫原	ヒトCarbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) (NP_001207.2) のアミノ酸52-151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q16790
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ