


Wb用抗炭酸脱水酵素9（Ca9/G250）ウサギポリクローナル抗体 - Q16790

商品番号: CM0013952



前書き

ヒト炭酸脱水酵素9（CA9/G250、Q16790）に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。免疫原には組換えタンパク質を使用しています。腫瘍低酸素状態およびpH調節の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	炭酸脱水酵素9（CA9/G250）ウサギpAb
備考／別名	MN；CAIX；炭酸脱水酵素9（CA9/G250）
種	ヒト
GeneID	768（ヒト）
免疫原	ヒト炭酸脱水酵素9（CA9/G250）（NP_001207.2）のアミノ酸52～151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16790
タンパク質分子量	50 kDa
輸送	保冷バッグ