

Anti-Carboxypeptidase M (Cpm) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

商品番号: CM0026996



前書き

ヒトカルボキシペプチダーゼM（CPM）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ペプチドホルモンの調節および膜局在プロテオリシスの研究に適しています。ヒトおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CPM Rabbit pAb
備考/別名	CPM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1368
GeneID	1368
免疫原	ヒト CPM (NP_001005502.1) のアミノ酸204-443に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P14384
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋