


Anti-Car/Cxadr ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P78310

商品番号: CM0019153



前書き

ヒトCAR/CXADRに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タイトジャンクション、ウイルス受容体、および白血球移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAR/CXADR Rabbit pAb
備考/別名	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1525
免疫原	ヒトCAR/CXADR (NP_001329.1) のアミノ酸20-237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78310
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック