


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Car/Cxadr ウサギモノクローナル抗体 - P78310

商品番号: CM0007253



前書き

タイトジャンクションおよびウイルス受容体であるヒトCAR/CXADRに対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着、上皮生物学、宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAR/CXADR ウサギmAb
別名	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1525
遺伝子ID	1525
免疫原	ヒトCAR/CXADR (NP_001329.1) のアミノ酸20～237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78310
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤