

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Card10ポリクローナル抗体 - Q9Bwt7

商品番号: CM0030634

前書き

CARD10（CARMA3、BIMP1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのCARD10を検出し、NF-kB経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CARD10 Rabbit pAb
備考/別名	BIMP1; IMD89; CARMA3; CARD10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29775
GeneID	29775
免疫原	ヒトCARD10 (NP_055365.2) のアミノ酸863-1032番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BWT7
タンパク質分子量	116kDa
輸送方法	氷袋