

Wb、Elisa用抗Card19ウサギポリクローナル抗体 - Q96Lw7

商品番号: CM0015367



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗CARD19ウサギポリクローナル抗体。NF- κ B阻害に関与するBCL10相互作用タンパク質であるヒトおよびマウスCARD19を認識します。細胞シグナル伝達およびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CARD19ウサギpAb
備考／別名	BinCARD; C9orf89; CARD19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84270
遺伝子ID	84270
免疫原	ヒトCARD19 (NP_115686.3) のアミノ酸1~100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96LW7
タンパク質分子量	26 kDa
輸送条件	保冷バッグ