


ウェスタンブロット、Ip、If-P、Elisa用 抗心筋トロポニンI (Tnni3) ポリクローナル抗体 - P19429

商品番号: CM0013916



前書き

ヒト心筋トロポニンI (TNNI3)

を標的とした高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、パラフィン切片免疫蛍光、ELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。心筋研究および診断アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	心筋トロポニンI (TNNI3) ウサギ pAb
備考/別名	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7137
GeneID	7137
免疫原	ヒト心筋トロポニンI (TNNI3) (NP_000354.4) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P19429
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ