


抗心筋トロポニンI (Tnni3) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - P19429

商品番号: CM0003163



前書き

ヒト心筋トロポニンI (TNNI3)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。W B、IF-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。心臓研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cardiac Troponin I (TNNI3) Rabbit mAb
備考/別名	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMDIFF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7137
GeneID	7137
免疫原	ヒト心筋トロポニンI (TNNI3) (NP_000354.4) のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P19429
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ