


抗心筋トロポニンI (Tnni3) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If-P、Elisa対応) - P19429

商品番号: CM0026207



前書き

マウスおよびラットとの交差反応性を示し、WB、IF-P、ELISAで検証済みの心筋トロポニンI (TNNI3) ウサギポリクローナル抗体。心筋機能および心筋症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	心筋トロポニンI (TNNI3) ウサギpAb
備考/別名	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; 心筋トロポニンI (TNNI3)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7137
遺伝子ID	7137
免疫原	ヒト心筋トロポニンI (TNNI3) (NP_000354.4) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P19429
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバッグ