


抗心筋トロポニンTポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用）- P45379

商品番号: CM0012844



前書き

ヒト心筋トロポニンT (TNNT2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質分子量31-36 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cardiac troponin T (TNNT2) Rabbit pAb
備考/別名	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Cardiac troponin T (TNNT2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7139
遺伝子ID	7139
免疫原	ヒト心筋トロポニンT (Cardiac troponin T (TNNT2)) (NP_001001431.1) のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P45379
タンパク質分子量	31-36 kDa
配送	氷袋