

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗心臓トロポニンT/Tnnt2 ウサギモノクローナル抗体 - P45379

商品番号: CM0011557



前書き

ヒト心臓トロポニンT (TNNT2)

に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。心臓研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	心臓トロポニンT/TNNT2 ウサギmAb
備考/別名	CMH2, RCM3, TnTC, cTnT, CMD1D, CMPD2, LVNC6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7139
遺伝子ID	7139
免疫原	ヒトcTNT (NP_001001430.1) のアミノ酸1-288に対応する組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45379
タンパク質分子量	31-36 kDa
発送	保冷バッグ