

抗Cars（システニルTrna合成酵素）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P49589

商品番号: CM0003291

前書き

ヒトCARS（システニルtRNA合成酵素）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。タンパク質合成およびアミノアシルtRNA合成酵素の生物学的研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CARS ウサギ mAb
備考/別名	CARS; MDBH; CYSR; MCDDBH; MGC:11246
種	ヒト
GeneID (ヒト)	833
GeneID	833
免疫原	ヒトCARS (P49589) のアミノ酸650-748に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P49589
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ