

抗Carsポリクローナル抗体（ウサギ）、Wb・If/Icc・Elisa用 - P49589

商品番号: CM0029807

前書き

CARS Rabbit

pAbは、WB、IF/ICC、ELISA用途向けのポリクローナル抗体です。タンパク質生合成に必須な85kDaの細胞質シス테인-

tRNAリガーゼであるヒトおよびマウスCARSを検出します。翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CARS Rabbit pAb
別名	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	833
遺伝子ID	833
免疫原	ヒトCARS (NP_001742.1) のアミノ酸469-748番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49589
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	保冷剤