


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cart ウサギポリクローナル抗体 - Q16568

商品番号: CM0028218



前書き

ヒトのコカイン・アンフェタミン調節転写産物（CART）タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性があります。肥満、摂食、および神経ペプチド研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CART Rabbit pAb
備考/別名	CART
種	ヒト
遺伝子ID	9607
免疫原	ヒトCART（NP_004282.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16568
タンパク質分子量	13kDa
輸送	保冷バッグ