


Ihc-P、Elisa用抗Cartptポリクローナル抗体 - Q16568

商品番号: CM0021328



前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーション用の高品質なヒトCARTPT (CART)

ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。標的タンパク質の分子量は13kDa。SWISS: Q16568。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CARTPT Rabbit pAb
備考/別名	CART; CARTPT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9607
GeneID	9607
免疫原	ヒトCARTPT (NP_004282.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16568
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋