


Wb、Elisa用 抗Cas9ウサギモノクローナル抗体 - Q99Zw2

商品番号: CM0004241



前書き

Cas9 (SpCas9)

に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。免疫原は *Streptococcus pyogenes* Cas9 のアミノ酸450-

730にまたがる。ヒトおよび他の種との交差反応性が予測される。CRISPR研究および診断アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cas9 ウサギ mAb
備考/別名	CAS9; Cas9
種	<i>Staphylococcus aureus</i>
GeneID (ヒト)	CAS9
GeneID	901176
免疫原	組換えタンパク質 <i>Streptococcus pyogenes</i> m1 Cas9 のアミノ酸450-730に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_269215.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、その他 (広範囲に予測)
SWISS	Q99ZW2
タンパク質分子量	158kDa
発送	保冷バッグ