

Wb、Ihc-

P、Elisa用抗カゼインキナーゼ1アルファ（Csnk1A1）モノクローナル抗体 - P48729

商品番号: CM0011463



前書き

ヒトカゼインキナーゼ1アルファ（CSNK1A1）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IH C-

P、ELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットに対する交差反応性を有します。Wntシグナル伝達、細胞周期、キナーゼ研究における用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	カゼインキナーゼ1アルファ（CSNK1A1）ウサギmAb
備考／別名	CK1; CK1a; CK1a; HLCDBG1; PRO2975; HEL-S-77p; カゼインキナーゼ1アルファ（CSNK1A1）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1452
GeneID	1452
免疫原	合成ペプチド：ヒトカゼインキナーゼ1アルファ（CSNK1A1）（P48729）のアミノ酸238～337内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48729
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ