

## 抗カゼインキナーゼ1A（Csnk1A1）ポリクローナル抗体、Wb用 - P48729

商品番号: CM0019836



### 前書き

ヒトCSNK1A1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適しています。Wntシグナル伝達およびキナーゼ活性の研究のため、ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名       | カゼインキナーゼ1α（CSNK1A1）ウサギpAb                                       |
| 備考／別名     | CK1、CK1a、CKIa、HLCDCP1、PRO2975、HEL-S-77p                         |
| 種         | ヒト                                                              |
| 遺伝子ID（ヒト） | 1452                                                            |
| 遺伝子ID     | 1452                                                            |
| 免疫原       | ヒト カゼインキナーゼ1α（CSNK1A1）（NP_001883.4）のアミノ酸238～337領域の配列に相当する合成ペプチド |
| 起源        | ウサギ                                                             |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                       |
| 用途        | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                           |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS     | P48729                                                          |
| タンパク質分子量  | 39kDa                                                           |
| 輸送方法      | 氷袋                                                              |