

Anti-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P68400

商品番号: CM0013901



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証されたCasein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。細胞周期、アポトーシス、および転写制御の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Rabbit pAb
備考/別名	CKII; Cka1; Cka2;; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1457
遺伝子ID	1457
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCasein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) (NP_001886.1) のアミノ酸1-391に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68400
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスパック