

Anti-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68400

商品番号: CM0023583



前書き

ヒト Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期、アポトーシス、転写、DNA損傷応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Rabbit pAb
備考/別名	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1457
遺伝子ID	1457
免疫原	ヒトCasein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) (NP_001886.1) のアミノ酸1-391に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68400
タンパク質分子量	45kDa
配送	氷袋