

抗カゼインキナーゼ2B（Csnk2B）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P67870

商品番号: CM0022947



前書き

ヒトカゼインキナーゼ2 β （CSNK2B）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。CK2シグナル伝達、Wnt経路、EBV感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カゼインキナーゼ2 β （CSNK2B）ウサギpAb
備考／別名	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1460
免疫原	ヒトカゼインキナーゼ2 β （CSNK2B）（NP_001311.3）のアミノ酸1～215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67870
タンパク質分子量	25kDa
輸送条件	保冷剤