

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Cask ウサギポリクローナル抗体 - O14936

商品番号: CM0021181



前書き

組換えヒトCASK（アミノ酸1-300）に対して作製されたCASKウサギポリクローナル抗体（pAb）。WB、IF/ICC、ELISA用。シナプスタンパク質足場構築およびキナーゼシグナル伝達研究に最適。ヒト反応性。UniProt: O14936。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CASK ウサギ pAb
備考/別名	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8573
GeneID	8573
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14936
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ