

Anti-Casp8Ap2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ukl3

商品番号: CM0017406



前書き

ヒトCASP8AP2

(FLASH)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトと反応します。アミノ酸1733-1982を標的とします。TNF誘導性NF-κB活性化、アポトーシス、およびヒストンmRNAプロセシングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CASP8AP2 Rabbit pAb
備考/別名	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9994
GeneID	9994
免疫原	ヒトCASP8AP2 (NP_036247.1) のアミノ酸1733-1982に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UKL3
タンパク質分子量	223kDa
配送	氷袋