


Wb、Elisa用 抗カスパーゼ-1 モノクローナル抗体 - P29466

商品番号: CM0008295



前書き

ヒトCaspase-1 (ICE, p45) に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。IL-1 β /IL-18のプロセッシングとピロトーシスに關与する炎症性カスパーゼを標的としており、免疫学および細胞死研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ-1 ウサギmAb
備考/別名	ICE; P45; IL1BC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	834
遺伝子ID	834
免疫原	ヒトCaspase-1 (NP_150634.1) のアミノ酸120-297に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29466
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	氷袋