


Wb、If-P、Elisa用 抗Caspase-1 ポリクローナル抗体 - P29466

商品番号: CM0022380



前書き

WB、IF-P、ELISA用 Caspase-1 (ICE)
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを
検出。インフラマソームを介したIL-
1 β 処理、パイロトーシス、自然免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-1 ウサギ pAb
備考/別名	ICE; P45; IL1BC; CASP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	834
遺伝子ID	834
免疫原	ヒトCASP1 (NP_150634.1) のアミノ酸198-297に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29466
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ