

## WbおよびElisa用抗カスパーゼ1ウサギポリクローナル抗体 - P29452

商品番号: CM0021772

前書き

マウスCaspase-1 (ICE) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。脾臓と肺で高発現している約46 kDaのタンパク質を検出し、炎症およびピロトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | Caspase-1 Rabbit pAb                                 |
| 備考/別名       | ICE; I11bc; CASP1                                    |
| 種           | マウス                                                  |
| GeneID (ヒト) | 834                                                  |
| GeneID      | 12362                                                |
| 免疫原         | マウスCASP1 (NP_033937.2) のアミノ酸200～300領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途          | WB、ELISA                                             |
| 交差反応性       | マウス                                                  |
| SWISS       | P29452                                               |
| タンパク質分子量    | 46kDa                                                |
| 発送          | 氷袋梱包                                                 |