


抗Caspase-1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Elisa用) - P29466

商品番号: CM0022083



前書き

ヒト Caspase-1 (ICE, IL1BC)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。炎症、パイロトーシス、IL-1 β プロセシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-1 ウサギpAb
備考/別名	ICE; P45; IL1BC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	834
GeneID	834
免疫原	ヒト Caspase-1の アミノ酸120-297に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_150634.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29466
タンパク質重量	45kDa
配送	アイスバッグ