


Wb、If/Icc、Elisa用抗カスパーゼ1ウサギポリクローナル抗体 - P29466

商品番号: CM0016000



前書き

ヒトCaspase-1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。炎症およびパイロトーシス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-1 Rabbit pAb
備考/別名	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1
生物種	ヒト
遺伝子ID	834
免疫原	ヒトCaspase 1 (NP_150634.1) のアミノ酸201-300領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29466
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤