

Wb、Ihc-P、Elisa用抗カスパーゼ-12ウサギポリクローナル抗体 - Q6Uxs9

商品番号: CM0018667

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAでの検証済みカスパーゼ-12ウサギポリクローナル抗体。炎症応答の負の調節因子であり、自然免疫およびNF-kB経路の研究に最適です。 - Q6UXS9。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ-12ウサギpAb
備考/別名	CASP-12; CASP12P1; カスパーゼ-12
種	ヒト
GeneID（ヒト）	100506742
GeneID	100506742
免疫原	ヒトカスパーゼ-12（NP_001177945.2）のアミノ酸200～300に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UXS9
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ