

Wb、Elisa用 抗カスパーゼ14 モノクローナル抗体 - P31944

商品番号: CM0004814

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのこのカスパーゼ14

ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットの標的を検出し、表皮分化、角質化、ケラチノサイト機能の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-14 Rabbit mAb
別名	ARCH12; Caspase-14
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23581
GeneID	23581
免疫原	ヒト カスパーゼ14 (P31944) のアミノ酸100～200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31944
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤