

Wb、Elisa用 Anti-Caspase-14 ポリクローナル抗体 - P31944

商品番号: CM0027597

前書き

WBおよびELISA用に検証されたCaspase-14ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。表皮分化およびケラチノサイトアポトーシスの研究に最適です。分子量28kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-14 Rabbit pAb
備考/別名	ARCI12; Caspase-14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23581
遺伝子ID	23581
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCaspase-14 (NP_036246.1) のアミノ酸1-242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31944
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋