


Wb、Elisa用抗カスパーゼ2モノクローナル抗体 - P42575

商品番号: CM0004574



前書き

ヒト検体のWBおよびELISAで実証済みのカスパーゼ2ウサギ・モノクローナル抗体です。51kDaのプロ酵素を検出します。PIDDosome複合体を介したアポトーシスの主要制御因子です。研究用途限定です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ2 ウサギmAb
備考/別名	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; カスパーゼ2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	835
GeneID	835
免疫原	組換えタンパク質 ヒト・カスパーゼ2 (P29594) のアミノ酸334-452番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P42575
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋梱包