


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗カスパーゼ-2 ウサギポリクローナル抗体 - P42575

商品番号: CM0028584



前書き

ウエスタンブロット (WB) およびELISAアプリケーションで検証済みのカスパーゼ-2 ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットサンプルと反応し、51 kDaのカスパーゼ-2タンパク質を検出します。アポトーシスおよびPIDDosome経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ-2 ウサギ pAb
備考/別名	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; カスパーゼ-2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	835
遺伝子ID	835
免疫原	ヒトカスパーゼ-2 (NP_116764.2) のアミノ酸153-452に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42575
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ