


Wb、Elisa用 抗カスパーゼ-3 モノクローナル抗体 - P42574

商品番号: CM0003942



前書き

アポトーシスの重要な実行役カスパーゼであるカスパーゼ-

3を標的とする、KO検証済みウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルでのウェスタンブロットおよびELISAに適しています。アポトーシスおよび細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] カスパーゼ-3 ウサギmAb
備考/別名	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	836
遺伝子ID	836
免疫原	ヒトカスパーゼ-3 (P42574) のアミノ酸29-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42574
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ