


Wb、Elisa用抗カスパーゼ3モノクローナル抗体 - P42574

商品番号: CM0003752



前書き

WBおよびELISAで検証済みのカスパーゼ3マウスモノクローナル抗体で、ヒトおよびマウスのカスパーゼ3に特異的に反応します。アポトーシス経路解析、切断型カスパーゼ3の検出、プログラム細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ3 マウスmAb
備考/別名	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
遺伝子ID (ヒト)	836
遺伝子ID	836
免疫原	ヒトCaspase-3 (P42574) のアミノ酸55～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42574
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	氷袋梱包