


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用アンチカスパーゼ-3ポリクローナル抗体 - P42574

商品番号: CM0024244



前書き

ヒトカスパーゼ-

3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよびエフェクターカスパーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-3 Rabbit pAb
備考/別名	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	836
免疫原	ヒトCaspase-3 (NP_004337.2) のアミノ酸55-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42574
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ