


ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Caspase-3 ウサギモノクローナル抗体 - P42574

商品番号: CM0003138



前書き

ヒトCaspase-3 (SWISS P42574)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、アポトーシス研究用です。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性があります。32kDaのバンドを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-3 ウサギ mAb
備考/別名	CPP32; SCA-1; CPP32B
種	ヒト
遺伝子ID	836 (ヒト)
免疫原	ヒトCaspase-3 (NP_004337.2) のアミノ酸176-277に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42574
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ