


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Caspase-3ウサギポリクローナル抗体 - P42574

商品番号: CM0017609



### 前書き

CamelBioは、アポトーシス研究用のウサギポリクローナル抗Caspase-3抗体（CPP32、SCA-1）を提供しています。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。プログラム細胞死の研究に不可欠なツールです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名      | Caspase-3 Rabbit pAb                                  |
| 備考/別名    | CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3                       |
| 種        | ヒト                                                    |
| GeneID   | 836                                                   |
| 免疫原      | ヒト Caspase-3 (NP_004337.2) のアミノ酸6～105内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来       | ウサギ                                                   |
| カテゴリー    | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                 |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS    | P42574                                                |
| タンパク質分子量 | 32kDa                                                 |
| 配送       | 保冷バッグ                                                 |