

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Caspase-4 ウサギ Pab - P49662

商品番号: CM0024530



前書き

Caspase-4 ウサギ pAb (TX, Mih1, ICH-2)

は、ヒトでのWB、IHC-

P、ELISAに対して検証済みです。非古典的インフラマソームを介したパイロトーシスと自然免疫に関与する炎症性カスパーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-4 ウサギ pAb
備考/別名	TX, Mih1, ICH-2, Mih1/TX, ICEREL-II, ICE(rel)II, Caspase-4
種	ヒト
遺伝子ID	837
免疫原	ヒトCaspase-4 (NP_001216.1)のアミノ酸81-270に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49662
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ