


Wb、Elisa用抗Caspase-6モノクローナル抗体 - P55212

商品番号: CM0005434



前書き

WBおよびELISAでバリデーションされた高品質な抗Caspase-6ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCaspase-6を検出。アポトーシス、神経生物学、自然免疫研究に最適です。 - P55212.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-6 Rabbit mAb
備考/別名	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	839
GeneID	839
免疫原	合成ペプチド：ヒトCaspase-6由来の合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55212
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ