

Anti-Caspase-6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P55212

商品番号: CM0002635

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証されたAnti-Caspase-6ラビットモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのカスパーゼ-6（33 kDa）を検出します。これはアポトーシス、PANoptosis、および抗ウイルス防御を媒介するプロテアーゼです。研究用IVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-6 Rabbit mAb
備考/別名	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	839
遺伝子ID	839
免疫原	ヒトCaspase-6 (P55212) のアミノ酸100-200以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55212
タンパク質分子量	33kDa
配送	水袋