

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗カスパーゼ6 ウサギモノクローナル抗体 - P55212

商品番号: CM0007475



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用のウサギ由来モノクローナル抗カスパーゼ6抗体です。ヒト、マウス、ラット間で33 kDaのタンパク質を検出します。パノプトーシス研究を含む、アポトーシスおよびウイルス学研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カスパーゼ6 ウサギmAb
備考/別名	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	839
GeneID	839
免疫原	ヒトカスパーゼ6 (P55212) のアミノ酸150～250番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55212
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤