


Anti-Caspase-6 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P55212

商品番号: CM0002744



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたCaspase-6 Rabbit Monoclonal Antibody。ヒトおよびラットと反応します。アポトーシス、細胞死、および神経変性の研究に最適です。 - P55212

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-6 Rabbit mAb
備考/別名	MCH2; CSP-6; caspase-6; Caspase-6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	839
GeneID	839
免疫原	ヒトCaspase-6 (P55212) のアミノ酸45-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P55212
タンパク質分子量	33 kDa
配送	氷袋