


抗カスパーゼ6 ウサギポリクローナル抗体 Wb、Elisa対応 - P55212

商品番号: CM0020029



前書き

ヒトCaspase-6（SWISS P55212）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応性を示します。アポトーシス、軸索変性、自然免疫研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Caspase-6 Rabbit pAb
別名	MCH2, CSP-6, caspase-6, Caspase-6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	839
Gene ID	839
免疫原	ヒトCaspase-6（NP_001217.2）のアミノ酸194-293番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55212
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤梱包