


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗カスパーゼ7ウサギポリクローナル抗体 - P55210

商品番号: CM0016625



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのカスパーゼ7ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスおよび細胞死研究のために、ヒトカスパーゼ7タンパク質に特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-7 Rabbit pAb
略号/別名	MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspase-7
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	840
遺伝子ID	840
免疫原	ヒトカスパーゼ7 (NP_001218.1) のアミノ酸150～250領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55210
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	保冷剤