


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Caspase-8ウサギポリクローナル抗体 - Q14790

商品番号: CM0016659



前書き

ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示す、WB、IH C-P、IF/ICC、ELISA用Caspase-8ウサギポリクローナル抗体。アポトーシス、パイロトーシス、ネクロプトーシス経路に参与するイニシエーターカスパーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-8ウサギpAb
備考／別名	CAP4 ; MACH ; MCH5 ; FLICE ; ALPS2B ; Casp-8 ; Caspase-8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	841
GeneID	841
免疫原	ヒトCaspase 8 (NP_203519.1) のアミノ酸376～479内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14790
タンパク質分子量	55 kDa
輸送	保冷剤