


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Caspase-9 ポリクローナル抗体 - P55211

商品番号: CM0019252



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用の高品質なCaspase-9ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応；46

kDaタンパク質を検出。アポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caspase-9 Rabbit pAb
備考/別名	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	842
遺伝子ID	842
免疫原	組換えタンパク質 Caspase-9 (NP_001220.2)のアミノ酸139-416に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55211
タンパク質分子量	46kDa
配送	保冷バッグ